



Toepassing

- indien de toiletbeugel eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar moet zijn voor een andere gebruiker of bij een indicatie wijziging

Werking van het Rail-in systeem toiletbeugels

- de rail(s) worden op de wand bevestigd
- in de rail is eenvoudig, zonder gereedschap een toiletbeugel aan te brengen
- de toiletbeugel wordt vastgezet met een inbusbout met inbussleutel of met een spangreep (zie volgende pagina)
- binnen de rail is de toiletbeugel 15 cm traploos hoogte instelbaar
- leverbaar in RVS gepolijst (544040) en RVS wit - (540040C)
- geschikt voor alle JadaCare toiletbeugels
- toiletbeugel in de rail is opklapbaar en in op staande stand beremd
- gebruikersgewicht tot 200 kg per beugel - links/rechts 400kg
- de rail is keurig af te dekken met een afdekplaat of sierkap



Opties



■ sierkap 544040 (C)

- de rail kan worden afgedekt met een sierkap. Deze wordt over de rail geplaatst
- leverbaar in RVS gepolijst of wit en iedere gewenste RAL kleur



■ afdekplaat 545040 (C)

- de rail kan worden afgedekt met een afdekplaat. Deze wordt in de rail geschoven
- leverbaar in RVS gepolijst of wit en iedere gewenste RAL kleur



■ spangreep 541040 (1 stuk)/ 542040 (2 stuks)

- met een spangreep is de toiletbeugel eenvoudig, zonder gereedschap in hoogte te stellen